



Penitsilliiniresistentne *S. pneumoniae* (mitte-meningiit)




NB! Kui Ampitsilliini MIK $\leq 0,5$ = tundlik, siis tundlik on ka amoksitsilliin, ampitsilliin-sulbaktaam, amoksitsilliin-klavulanaat ja tsefotaksiim. Kui Ampitsilliini MIK $> 0,5$, siis ampitsilliin-sulbaktaami, amoksitsilliin-klavulanaadi ja tsefotaksiimi MIK määratakse eraldi.

Penitsilliiniresistentne *S. pneumoniae* (meningiit)




H. influenzae resistentsus beetalaktaamidele



**Meningiidi korral määratakse samaaegselt skriininguga tsefotaksiimi ja meropeneemi MIK-id*

MRS


Skriining: tsefoksitiin 30 µg disk
Külv: Mueller-Hinton agar; 35±1°C, 18±2h



Vankomütsiiniresistentne *E. faecalis/faecium* (VRE)

MALDI-TOF ID ja Skriining: 1) Puljonglahjendus meetod

2) diskdifusioon (vankomütsiin 5 µg disk; Mueller-Hinton agar; 35±1°C, 24t)



Metitsilliinresistentne *S. aureus* (MRSA)

